neodisher® LaboClean FLA

Wysoko alkaliczny środek myjący do obróbki szkła laboratoryjnego, płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

Maszynowe mycie szkła laboratoryjnego w laboratoriach medycznych, biologicznych, mikrobiologicznych i chemicznych oraz maszynowe mycie szkła aptecznego i klatek zwierzęcych.

Właściwości:

neodisher LaboClean FLA jest alkalicznym środkiem myjącym o wysokim działaniu dyspergującym. Nie zawiera fosforanów, środków powierzchniowo czynnych oraz związków utleniających.

Odpowiedni do przedmiotów ze szkła, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i ceramiki. Nie nadaje się do aluminium, anodowanego aluminium i stopów metali lekkich.

Użycie i dozowanie:

neodisher LaboClean FLA używany jest w myjniach-dezynfektorach. Dozowanie wynosi 2 – 6 ml/l w zależności od stopnia zabrudzenia. Należy stosować odpowiednie urządzenia dozujące.

Woda stosowana w procesie mycia z neodisher LaboClean FLA nie powinna przekraczać całkowitej twardości 3 °d. Pozostałości pożywek mikrobiologicznych należy usunąć przed myciem maszynowym.

Uwagi:

Do usuwania tłuszczy, olejów i skrobi:
mycie: neodisher LaboClean FLA, 4 ml/l w temp. 60 – 95°C z ewentualnym dodatkiem neodisher EM, 1 – 3 ml/l
neutralizacja: neodisher N, 2 ml/l

Do usuwania barwników organicznych:
mycie: neodisher LaboClean FLA, 4 ml/l w temp. do 95°C
neutralizacja: neodisher N, 2 ml/l

Do usuwania żywic chmielowych, pozostałości piwa, drożdży oraz moszczu:
mycie: neodisher LaboClean FLA, 4 ml/l w temp. do 95°C
neutralizacja: neodisher N, 2 ml/l

Roztwory neodisher LaboClean FLA muszą być całkowicie spłukane (zalecana woda zdemineralizowana). Nie mieszać z innymi produktami. Przed zmianą produktu należy wypłukać wodą układ dozowania. Należy przestrzegać zaleceń producentów myjni.
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Dane techniczne:

Gęstość (20°C):	1,4 g/cm^3
Wartość pH (w wodzie demi, 20°C):	2 – 6 ml/l: 12,4 – 12,9
Lepkość (koncentrat, 20°C):	‹50 mPas
Współczynnik miareczkowania:	0,37

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
5-15% polikarboksylany.

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0 do 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 4 lata od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem ⧗.

Rodzaje zagrożeń i zasady prawidłowego postępowania:

Klasyfikacja i oznakowanie koncentratu według Dyrektywy 1999/45/WE odnoszącej się do preparatów niebezpiecznych:
Oznaczenie zagrożenia: C – produkt żrący. Zawiera: wodorotlenek potasu.

Rodzaje zagrożeń:

R 22	Działa szkodliwie po połknięciu.
R 35	Powoduje poważne oparzenia.

Prawidłowe postępowanie z mieszaniną niebezpieczną:

S 26	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 27/28	W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.
S 36/37/39	Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S 45	W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

PL 2.0 / 08.2014

DR. WEIGERT
Dr.Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa
Telefon: +4822 616 02 23
Faks: +4822 617 81 21
e-mail: office_pl@drweigert.com
Internet: www.drweigert.pl

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.