

511103

Tork żel dezynfekcyjny do higienicznej dezynfekcji rąk

Zapobiegaj zakażeniom, używając wysoce skutecznego Tork alkoholowego preparatu w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bez spłukiwania o zawartości 80% alkoholu (wag.). Szybko odkaża i dezynfekuje dłonie. To nasz najskuteczniejszy preparat w żelu do dezynfekcji, przeznaczony do częstego użytkowania. Nie zostawia kleistej powłoki. Idealny dla pracowników służby zdrowia, spełnia wymagania pomieszczeń typu śluza chirurgiczna.

- Skutecznie walczy z niepożądanymi drobnoustrojami – skuteczność potwierdzona normami EN1500, EN 12791 i EN14476 (Wszystkie wirusy osłonkowe, takie jak: HIV, SARS, koronawirus, HBV, HCV, wirus grypy H1N1, H5N1 itp. oraz rotawirus i norowirus)
- Butelka wolnostojąca z pompką pozwala na stosowanie w dowolnym miejscu.
- Zachowaj bezpieczeństwo przy korzystaniu ze środków biobójczych. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie.
- Informacje na temat zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Informacje na temat produktu i wysyłki

System

Jakość
Premium

Kolor
Szary

Informacje o wysyłce

	Opakowania pojedyncze (CON)	Opakowania transportowe (TRP)	Paleta (PAL)
EAN	7322540754148	7322540754155	7322540759822
Materiał opakowania	Plastic bottle	Carton	
Sztuki	1	12 (12 CON)	1260 (105 TRP)
Opakowania transportowe / Warstwa			15
Warstwy/Paleta			7
Waga brutto	473 g	5.8 kg	612.15 kg
Wysokość	186 mm	192 mm	1494 mm
Długość	55 mm	257 mm	1200 mm
Szerokość	70 mm	233 mm	800 mm
Waga netto	423 g	5.1 kg	532.98 kg
Wolumen	0.72 dm3	11.5 dm3	1.21 m3

Tork żel dezynfekcyjny do higienicznej dezynfekcji rąk

Dane techniczne

Składniki	Pozostałe składniki Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol Składnik aktywny Etanol 80 g/100 g
pH	~ 6.5
Sposób użycia	Przed użyciem upewnić się, że ręce są czyste i suche. W przypadku higieny ogólnej: nałożyć 1-2 dawki (całe dłonie powinny być zwilżone) i odpowiednio pocierać do wyschnięcia (15-30 sekund). W przypadku dezynfekcji zgodnie z normą EN1500: nałożyć wystarczającą ilość produktu, aby zwilżyć całe dłonie przez 30 sekund. Pocierać do wyschnięcia.
Okres ważności	Produkt przydatny do użycia przez 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej wewnątrz opakowania. 12 miesięcy od otwarcia. Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Chronić produkt przed nadmiernym oddziaływaniem światła słonecznego. Unikać skrajnych temperatur i przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C.
Instrukcja obsługi	Środków dezynfekujących należy używać w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie. Unikaj kontaktu z oczami. W razie dostania się do oczu należy przemywać je obfitą ilością wody oraz zasięgnąć porady medycznej. Więcej informacji znajduje się w Karcie charakterystyki substancji chemicznej. Może powodować odbarwienie pewnych materiałów lub powierzchni.
Cumprimento normativo	Produkty biobójcze komercjalizowane pod marką Tork są zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych i zostały dopuszczone do zastosowań higienicznych dla ludzi. Produkty tego typu są zarejestrowane i zatwierdzone w poszczególnych krajach, w których są sprzedawane. Produkty te są zgodne z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 wraz z poprawkami. Wszystkie składniki niebiobójcze są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych i uznaje się je za bezpieczne dla zdrowia ludzkiego w przypadku stosowania w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach. Produkty biobójcze są wytwarzane zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (GMPs). Przebadane zgodnie z normą EN 14485
Rejestracja środków do dezynfekcji	Bułgaria (BG) 2270-2/12.01.2018. Czechy (CZ) MZDR 48972/2018/SOZ Austria (AT) tak nd. Niemcy (DE) N-65875 Belgia (BE) BE-REG-00138 Dania (DK) 2418567 Estonia (EE) 1346/15 Hiszpania (ES) 903DS Finlandia (FI) 433165 Francja (FR) tak (56010) Luksemburg (LX) 69/15L Grecja (GK) numer zgłoszenia: 82385/28.9.2017 Węgry (HU) JKF/3271-3/2015. Litwa (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17,5)BSV-11842(A-01PNO261556/A-18- 117), galioja iki 2020-06-07.

	Norwegia (NO) 321952 Polska (PL) Tak Serbia (RS) 532-01-2687/2016-19 Rumunia (RO) '"Nr. 3613BIO/01/12.24"" Szwecja (SE) 534970-9 Szwajcaria (CH) CHZN5006 Słowenia (SI) Tak Słowacja (SK) bio/684/D/15/CCHLP Wielka Brytania (UK) Tak Irlandia (IRL) Pcs no 98098 Włochy (IT) Registrazione PMC n. 20283
Certyfikaty	ISO 22716 (Dobra Praktyka Produkcyjna) ISO 9001 i 13485 (System Zarządzania Jakością)
Karta charakterystyki	W kwestii bezpiecznego użytkowania i posługiwania się produktami należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronie Tork we wszystkich wymaganych wersjach lokalnych zgodnie z wymogami dla odpowiednich regionów (np. zgodnie z rozporządzeniem CLP dla krajów europejskich).
Version	1

Tork żel dezynfekcyjny do higienicznej dezynfekcji rąk

Badania mikrobiologiczne

	Metoda badania	Warunki badania	Długość badania
Bakterie	EN 1500	Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania	30 sek.
	EN 12791	Chirurgiczna dezynfekcja rąk	180 sek.
	EN 1276	Działanie bakteriobójcze w przemyśle spożywczym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej	15 sek.
	EN 13727	Działanie bakteriobójcze w środowisku medycznym	15 sek.
Drożdże i grzyby	EN 13624	Działanie grzybobójcze w środowisku medycznym	30 sek. (drożdże) 1 min (grzyby)
	EN 1650	Działanie grzybobójcze w przemyśle spożywczym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej	30 sek. (drożdże) 2 min (grzyby)
Wirusy	EN 14476	Działanie wirusobójcze w środowisku medycznym (skutecznie zwalcza wszystkie wirusy osłonkowe takie jak m.in.: HIV, koronawirus, SARS, HBV, HCV, wirus grypy H1N1 i H5N1)	30 sek.
	EN 14476	Działanie wirusobójcze w środowisku medycznym: Norowirus	30 sek.
	EN 14476	Działanie wirusobójcze w środowisku medycznym: Rotawirus	30 sek.
Mykobakterie	EN 14348	Działanie prątkobójcze w środowisku medycznym	15 sek. (gruźlica) 60 sek. (prątki)
Stopka	Przebadane zgodnie z normą EN 14485		

Essity Poland Sp. z o.o. ul. | Puławska 435A | 02-801 Warszawa, Polska | Faks: +48 22 543 75 01